

Anti-Pbk-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Kb5

Artikelnummer: CM0021889



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humane PBK (TOPK)-Kinase gerichtet ist und für WB- und ELISA-Anwendungen validiert ist. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Zellzyklus-, DNA-Schadensantwort- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] PBK Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SPK; CT84; TOPK; HEL164; Nori-3; PBK
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	55872
Gen-ID	55872
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-322 von humanem PBK (NP_060962.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96KB5
Proteingewicht	36kDa
Versand	Eisbeutel