


Anti-Pbrm1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q86U86

Artikelnummer: CM0002285



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen PBRM1 (BAF180), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zu Chromatin-Remodellierung und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PBRM1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	PB1; RCC; BAF180; SMARCH1; PBRM1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	55193
Gen-ID	55193
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 530-680 des humanen PBRM1 (Q86U86) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q86U86
Proteinmasse	193 kDa
Versand	Eisbeutel