


Anti-Pbrm1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - Q86U86

Artikelnummer: CM0027261



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PBRM1 (BAF180), validiert für WB, IP und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Zielt auf einen SWI/SNF-Chromatin-Remodelling-Faktor mit Tumorsuppressor-Aktivität ab.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PBRM1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PB1; RCC; BAF180; SMARCH1; PBRM1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	55193
Gen-ID	55193
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-230 von humanem PBRM1 (NP_060783.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q86U86
Proteingewicht	193kDa
Versand	Eisbeutel