

Anti-Pbr/Tspo Monoklonaler Antikörper Für Wb - P30536

Artikelnummer: CM0009004

Einführung

Rekombinanter kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes PBR/TSPO (TSPO, PBR), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt menschliche und murine Proteine. Ideal für Forschung zu Mitochondrien und Cholesterintransport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PBR/TSPO Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	DBI; IBP; MBR; PBR; PBS; BPBS; BZRP; PKBS; PTBR; mDRC; pk18; TSPO1; PBR/TSPO
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	706
GenID	706
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 70-169 von humanem PBR/TSPO (P30536) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P30536
Proteingewicht	19kDa
Versand	Eisbeutel