

Anti-Pbx1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P40424

Artikelnummer: CM0028712



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen den menschlichen PBX1-Transkriptionsfaktor. Validiert für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Geeignet für Forschung in den Bereichen Transkriptionsregulation, Entwicklung und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PBX1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CAKUHD; PBX1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5087
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 311-430 von menschlichem PBX1 (NP_002576.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P40424
Proteingewicht	47kDa
Versand	Eisbeutel