

Anti-Pbx3 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P40426

Artikelnummer: CM0024601

Einführung

PBX3 Kaninchen pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der den menschlichen Transkriptionsfaktor PBX3 erkennt. Validiert für WB und ELISA, reagiert er kreuzreaktiv mit Mensch und Maus. Ideal für Studien zu Transkriptionsregulation und Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PBX3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PBX3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5090
Gen-ID	5090
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem PBX3 (NP_006186.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P40426
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Eisbeutel