


Anti-Pcca Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P05165

Artikelnummer: CM0029041



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Anti-PCCA-Antikörper, validiert für Western Blot, Immunhistochemie-Paraffin und ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Ziel ist die Propionyl-CoA-Carboxylase alpha-Kette, beteiligt am Katabolismus verzweigtkettiger Aminosäuren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PCCA Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	PCCA
Spezies	Human
GeneID (Human)	5095
GeneID	5095
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 449-728 von humanem PCCA (NP_000273.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P05165
Protein-Gewicht	80kDa
Versand	Eistüte