


## Anti-Pccb-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper [Ko-Validiert] Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P05166

Artikelnummer: CM0006665



### Einführung

KO-validierter Anti-PCCB-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper für Western Blot, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten-PCCB, ein mitochondriales Enzym, das an der Propionyl-CoA-Carboxylierung beteiligt ist. IVD-Rohstoff nur für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | [KO-validiert] PCCB-Kaninchen-mAb                                                                                           |
| Bemerkungen/Alias | PCCB; CB                                                                                                                    |
| Spezies           | Human                                                                                                                       |
| GeneID (human)    | 5096                                                                                                                        |
| GeneID            | 5096                                                                                                                        |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 260-539 von humanem PCCB (NP_000523.2) enthält. |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                   |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                      |
| Anwendung         | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                    |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                                                                          |
| SWISS             | P05166                                                                                                                      |
| Protein-Gewicht   | 58kDa                                                                                                                       |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                   |