


Anti-Pccb Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb Und Elisa - P05166

Artikelnummer: CM0025095



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen die menschliche Propionyl-CoA-Carboxylase Beta-Kette (PCCB). Validiert für Western Blotting (WB) und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Mäusen. Ideal für Forschung zu mitochondrialer Stoffwechsel, Verzweigtkettigen Aminosäurekatabolismus und Propionacidämie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PCCB Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	PCCB
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5096
GenID	5096
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 260-539 des menschlichen PCCB (NP_000523.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P05166
Proteingewicht	58 kDa
Versand	Eisbeutel