


Anti-Pcdh15 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Qu1

Artikelnummer: CM0018499



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes Protocadherin-15, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Zielt auf ein Protein ab, das für die Netzhaut- und Cochleafunktion kritisch ist; geeignet für die Hör- und Sehforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PCDH15 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	USH1F; CDHR15; DFN23; PCDH15
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	65217
Gen-ID	65217
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 160-400 des humanen PCDH15 (NP_001136235.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96QU1
Proteinmasse	216 kDa
Versand	Eisbeutel