

Anti-Pcdh9 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Hc56

Artikelnummer: CM0015593



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Protocadherin-9 (PCDH9) für Western-Blot- und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit humanen Proben. Vorhergesagtes Molekulargewicht 136 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PCDH9 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PCDH9
Spezies	Human
GeneID (Human)	5101
GeneID	5101
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 400-600 des humanen PCDH9 (NP_982354.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9HC56
Proteingewicht	136kDa
Versand	Eisbeutel