

Anti-Pcdha12 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Un75

Artikelnummer: CM0030073

Einführung

Dieser polyklonale Antikörper vom Kaninchen zielt auf Protocadherin alpha-12 (PCDHA12), ein neuronales Zelladhäsionsprotein. Für WB und ELISA validiert, erkennt er humanes, murines und ratten PCDHA12 (~102 kDa). Ideal für neurowissenschaftliche Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PCDHA12 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PCDH-ALPHA12; PCDHA12
Spezies	Human
GeneID (Human)	56137
GeneID	56137
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entsprechend der Aminosäuren 713-792 von humanem PCDHA12 (NP_114070.1) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9UN75
Proteingewicht	102 kDa
Versand	Eistasche