

Anti-Pcdha13 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y5I0

Artikelnummer: CM0029068

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Protocadherin alpha-13 (PCDHA13), validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die neurowissenschaftliche Forschung zu neuronalen Verbindungen und Zelladhäsion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PCDHA13 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	CNR5; CNRN5; CNRS5; CRNR5; PCDH-ALPHA13; PCDHA13
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	56136
Gen-ID	56136
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 300-360 des menschlichen PCDHA13 (NP_061727.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y5I0
Proteingewicht	102 kDa
Versand	Eisbeutel