

Anti-Pcdhb16 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nrj7

Artikelnummer: CM0022809

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PCDHB16, validiert für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet zur Untersuchung der neuronalen Zelladhäsion und gehirnspezifischer Verbindungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PCDHB16 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ME1; PCDH3X; PCDHB8a; PCDH-BETA16; PCDHB16
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	57717
Gen-ID	57717
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9NRJ7
Proteingewicht	85 kDa
Versand	Kühlakku