

Anti-Pcdhb4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y5E5

Artikelnummer: CM0021781

Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches PCDHB4 (Protocadherin beta-4) gerichtet ist. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Zelladhäsions- und Neurowissenschaftsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PCDHB4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PCDH-BETA4; PCDHB4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	56131
Gen-ID	56131
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 28-300 von menschlichem PCDHB4 (NP_061761.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y5E5
Proteingewicht	87kDa
Versand	Eisbeutel