


Anti-Pcf11-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O94913

Artikelnummer: CM0020220



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen das humane PCF11, eine Komponente des Prä-mRNA-Spaltungs-Komplexes II. Für Western Blot und ELISA validiert, mit Kreuzreaktivität gegenüber der Maus. Ideal für die Erforschung der Transkriptionsterminierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PCF11-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PCF11
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	51585
Gen-ID	51585
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1256–1555 des humanen PCF11 (NP_056969.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O94913
Proteingewicht	173 kDa
Versand	Kühlakku