

Anti-Pcgf1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bsm1

Artikelnummer: CM0029948



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PCGF1 (NSPc1, RNF68), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt Mensch, Maus, Ratte. Nützlich für die Untersuchung von Polycomb-Gruppen-Komplexen, transkriptioneller Repression, Chromatin-Remodelling und Zellproliferation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PCGF1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NSPC1; RNF68; RNF3A-2; 2010002K04Rik; PCGF1
Spezies	Mensch
GenID	84759
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 160-259 von humanem PCGF1 (NP_116062.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BSM1
Proteingewicht	30kDa
Versand	Eisbeutel