

Anti-Pcgf6 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (Pab) Für Wb Und Elisa - Q9Bye7

Artikelnummer: CM0028360



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PCGF6 (MBLR/RNF134), eine PRC1-Komponente. Validiert für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Für epigenetische und entwicklungsbiologische Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PCGF6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MBLR; RNF134; PCGF6
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	84108
Gen-ID	84108
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 161-350 von humanem PCGF6 (NP_001011663.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9BYE7
Proteingewicht	39kDa
Versand	Eisbeutel