


## Anti-Pcif1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9H4Z3

Artikelnummer: CM0006365



### Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen PCIF1, validiert für Western Blotting, Immunhistochemie (Paraffin), Immunpräzipitation und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für Studien zur Cap-Methylierung bei der mRNA-Verarbeitung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | [KO Validiert] PCIF1 Kaninchen mAb                                                                                           |
| Bemerkungen/Alias | CAPAM; hCAPAM; hPCIF1; C20orf67; PPP1R121; F1                                                                                |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                       |
| Gen-ID            | 63935                                                                                                                        |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-200 von humanem PCIF1 (NP_071387.1) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                    |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                       |
| Anwendung         | WB, IHC-P, IP, ELISA                                                                                                         |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                          |
| SWISS             | Q9H4Z3                                                                                                                       |
| Proteingewicht    | 81kDa                                                                                                                        |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                    |