

Anti-Pcif1 Kaninchen-Polyklonales Antikörper Für Wb, IHC-P, Elisa - Q9H4Z3

Artikelnummer: CM0018859



Einführung

Kaninchen-poliklonales Antikörper, das auf humanes PCIF1 (CAPAM) abzielt, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Für Forschungszwecke im Bereich Epitranskriptomik und Studien zur mRNA-Cap-Methylierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PCIF1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliaße	CAPAM; hCAPAM; hPCIF1; C20orf67; PPP1R121; PCIF1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	63935
GenID	63935
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-200 von humanem PCIF1 (NP_071387.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9H4Z3
Proteingewicht	81 kDa
Versand	Eisbeutel