

Anti-Pcif1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9H4Z3

Artikelnummer: CM0022997



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humane mRNA-Cap-Methyltransferase PCIF1 (CAPAM), validiert für WB, IHC-P, IP und ELISA in humanen, murinen und rattengewebenen Proben. Zielt auf Aminosäuren 1-200 von NP_071387.1 ab.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PCIF1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CAPAM; hCAPAM; hPCIF1; C20orf67; PPP1R121; PCIF1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	63935
GenID	63935
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-200 von humanem PCIF1 (NP_071387.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9H4Z3
Proteingewicht	81kDa
Versand	Eisbeutel