

## Anti-Pck1 Monoklonaler Antikörper (Pepck-C) Für Western Blot Und Elisa - P35558

Artikelnummer: CM0006904



### Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes PCK1 (PEPCK-C), validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-PCK1, ideal für Gluconeogenese- und Stoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | PCK1 Kaninchen mAb                                                                                                  |
| Bemerkungen/Alias | PCKDC; PEPCK1; PEPCKC; PEPCK-C; PCK1                                                                                |
| Spezies           | Human                                                                                                               |
| Gen-ID            | 5105                                                                                                                |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 523-622 von humanem PCK1 entspricht (NP_002582.3) |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                           |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                              |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                           |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                                                                  |
| SWISS             | P35558                                                                                                              |
| Proteingewicht    | 69kDa                                                                                                               |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                           |