

Anti-Pck1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb - P35558

Artikelnummer: CM0020916



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PCK1 (PEPCK-C) für WB, IP, IF/ICC, IF-P und ELISA. Erkennt endogenes PCK1 in Human-, Maus- und Rattenproben. Rekombinantes Immunogen (aa 490-622).

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PCK1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PCKDC; PEPCK1; PEPCKC; PEPCK-C; PCK1
Spezies	Human
GeneID (Human)	5105
GeneID	5105
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 490-622 von humanem PCK1 (NP_002582.3) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P35558
Proteingewicht	69kDa
Versand	Eisbeutel