

## Anti-Pcm1 Poliklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q15154

Artikelnummer: CM0022189



### Einführung

PCM1 Rabbit pAb ist ein polyklonaler Antikörper aus Kaninchen, der gegen das menschliche perizentrioläre Material 1 (PCM1) gerichtet ist. Dieser Antikörper ist geeignet für WB und ELISA und unterstützt die Forschung zu Zentrosomen und Zilien.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                                    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | PCM1 Rabbit pAb                                                                                                                                         |
| Bemerkungen/Alias | PTC4; RET/PCM-1; PCM1                                                                                                                                   |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                                  |
| GenID (Mensch)    | 5108                                                                                                                                                    |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid   Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1921-2025 des menschlichen NINJ1 (NP_006188.4) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                               |
| Kategorie         | Poliklonale Antikörper                                                                                                                                  |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                                               |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                                                                                                                                  |
| SWISS             | Q15154                                                                                                                                                  |
| Proteinmasse      | 229 kDa                                                                                                                                                 |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                               |