

Anti-Pcm1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q15154

Artikelnummer: CM0023211



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PCM1, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit humanem und murinem PCM1 (ca. 229 kDa), zielt auf die N-terminale Region. Geeignet für Zentrosom- und Ziliumforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PCM1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PTC4; RET/PCM-1; PCM1
Spezies	Human
GeneID (Human)	5108
GeneID	5108
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-260 von humanem PCM1 (NP_006188.4) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q15154
Proteingewicht	229kDa
Versand	Eisbeutel