


## Anti-Pcmt1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P22061

Artikelnummer: CM0028966



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PCMT1 (PIMT), validiert für WB, IF/ICC, IP und ELISA. Reagiert mit humanen, Maus- und Rattenproben. Ideal für die Proteinreparatur- und Alterungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                   |
|-------------------|------------------------|
| Produktname       | PCMT1 Rabbit pAb       |
| Bemerkungen/Alias | PIMT; PCMT1            |
| Spezies           | Human                  |
| GeneID (Human)    | 5110                   |
| GeneID            | 5110                   |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein  |
| Herkunft          | Kaninchen              |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, IP, ELISA  |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte     |
| SWISS             | P22061                 |
| Protein-Gewicht   | 25 kDa                 |
| Versand           | Eisbeutel              |