


Anti-Pcna Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P12004

Artikelnummer: CM0003877



Einführung

Hochwertiger anti-PCNA Kaninchen monoklonaler Antikörper validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte und Afrikanischer Grünmeerkatze. Zielt auf das 29 kDa große Proliferating Cell Nuclear Antigen, das an DNA-Replikation und -Reparatur beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PCNA Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	ATLD2; PCNA
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5111
GenID	5111
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 162-261 des menschlichen PCNA (NP_002583.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Afrikanische Grünmeerkatze
SWISS	P12004
Proteingewicht	29 kDa
Versand	Eispackung