


Anti-Pcna Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P12004

Artikelnummer: CM0014020



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen PCNA (P12004), geeignet für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Untersuchung von DNA-Replikation, -reparatur und -proliferation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PCNA Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ATLD2; PCNA
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5111
Gen-ID	5111
Immunogen	Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 162-261 von menschlichem PCNA (NP_002583.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P12004
Proteingewicht	29kDa
Versand	Eisbeutel