


Anti-Pcna Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P12004

Artikelnummer: CM0014716



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes PCNA (DNA-Gleitklemme). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zur DNA-Replikation und -Reparatur.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PCNA Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	ATLD2; PCNA
Spezies	Human
GeneID (Human)	5111
GeneID	5111
Immunogen	Synthetisches Peptid (aa 162-261 von humanem PCNA, NP_002583.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P12004
Proteingewicht	29kDa
Versand	Eisbeutel