

## Anti-Pcnt Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O95613

Artikelnummer: CM0023653

### Einführung

Dieser gegen humanes PCNT (Pericentrin) gerichtete polyklonale Kaninchen-Antikörper eignet sich für Western Blot, Immunfluoreszenz/Immunzytochemie und ELISA. Er kreuzreagiert mit Ratte und ist ein wesentliches Werkzeug für die Zentrosomen- und Mikrotubuli-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                              |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| Produktname       | PCNT Kaninchen pAb                                |
| Bemerkungen/Alias | KEN; PCN; MOPD2; PCNT2; PCNTB; PCTN2; SCKL4; PCNT |
| Spezies           | Human                                             |
| Gen-ID (Human)    | 5116                                              |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein                             |
| Herkunft          | Kaninchen                                         |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                            |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, ELISA                                 |
| Kreuzreaktivität  | Human, Ratte                                      |
| SWISS             | O95613                                            |
| Proteingewicht    | 378kDa                                            |
| Versand           | Eisbeutel                                         |