

Anti-Pcnx1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Rv3

Artikelnummer: CM0020231

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PCNX1 (pecanex-ähnliches Protein 1). Geeignet für Western Blot und ELISA. Immunogen: synthetisches Peptid innerhalb der Aminosäuren 2250-2341. Für humane Proben validiert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PCNX1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PCNX; PCNXL1; pecanex; PCNX1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	22990
GeneID	22990
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q96RV3
Proteingewicht	259 kDa
Versand	Kühlakku