


Anti-Pcpe-1 Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q15113

Artikelnummer: CM0005037



Einführung

Hochwertiger, kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes PCPE-1, validiert für WB und ELISA mit Reaktivität gegenüber Human, Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Kollagenverarbeitung und extrazellulären Matrixbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PCPE-1 Kaninchen-mAb
Alias	PCPE; PCPE1; PCPE-1
Spezies	Human
Gen-ID	5118
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 304-449 von humanem TLR4 (NP_002584.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q15113
Proteingewicht	48 kDa
Versand	Eisbeutel