

Polyklonaler Anti-Pcsk1-Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P29120

Artikelnummer: CM0018529



Einführung

Affinitätsgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes PCSK1 (neuroendokrine Konvertase 1). Validiert für WB, IF/ICC und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung der Prohormonverarbeitung und neuroendokriner Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PCSK1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PC1; PC3; NEC1; SPC3; PC1/3; BMIQ12; PCSK1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	5122
GeneID	5122
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 28-170 des humanen PCSK1 (NP_000430.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P29120
Proteingewicht	84 kDa
Versand	Kühlakku