

Anti-Pcsk9 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Nbp7

Artikelnummer: CM0006871



Einführung

Rekombinanter anti-menschlicher PCSK9 Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt menschliches und murines PCSK9, unverzichtbar für die Forschung zur Cholesterinhomöostase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PCSK9 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	PCSK9; FH3; HCHOLA3; LDLQC1; NARC-1; NARC1; PC9; Proprotein-Konvertase Subtilisin/Kexin Typ 9
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	255738
GenID	255738
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 31-692 von menschlichem PCSK9 (NP_777596.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q8NBP7
Proteinmasse	20 kDa/74 kDa
Versand	Eisbeutel