

Anti-Pcsk9 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q8Nbp7

Artikelnummer: CM0021782



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen PCSK9, geeignet für WB, IF/ICC, IP und ELISA in humanen und Rattenproben. Unterstützt die Forschung zur Cholesterinhomöostase und zum Abbau von LDLR.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PCSK9-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PCSK9; FH3; HCHOLA3; LDLQC1; NARC-1; NARC1; PC9; Proprotein-Konvertase Subtilisin/Kexin Typ 9
Spezies	Mensch
GeneID	255738
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 31-692 des humanen PCSK9 (NP_777596.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q8NBP7
Proteingewicht	20 kDa/74 kDa
Versand	Kühlakku