

Anti-Pcsk9 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q80W65

Artikelnummer: CM0019325

Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen Maus PCSK9 (UniProt Q80W65), validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Studien zum Cholesterinstoffwechsel und LDL-Rezeptorabbau.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	PCSK9 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	FH3; PC9; Narc1; HCHOLA3; PCSK9
Art	Maus
GenID (Mensch)	100102
GenID	100102
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 35-694 von Maus-PCSK9 enthält (NP_705793.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q80W65
Proteingewicht	74KDa
Versand	Eispackung