

Anti-PCYT1A Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P49585

Artikelnummer: CM0004469

Einführung

Anti-PCYT1A Kaninchen monoklonaler Antikörper für WB und ELISA, validiert in humanen Proben. Dieser Antikörper zielt auf die Cholinphosphat-Cytidyltransferase A ab, ein Schlüsselenzym in der Phosphatidylcholin-Synthese, geeignet für die Erforschung von Stoffwechselerkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PCYT1A Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CT; CTA; CCTA; CTPCT; PCYT1; SMDCRD; CCTalpha; PCYT1A
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	5130
GeneID	5130
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 268-367 des humanen PCYT1A (P49585) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P49585
Protein-Gewicht	42kDa
Versand	Eisüte (Kühlversand)