

Anti-Pcyt2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q99447

Artikelnummer: CM0015103



Einführung

PCYT2-Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Erkennt endogenes PCYT2 in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Geeignet zur Untersuchung der Phosphatidylethanolamin-Synthese, der Membranbiologie und neurodegenerativer Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	PCYT2-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	ET, SPG82, PCYT2
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5833
Gen-ID	5833
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-389 des menschlichen PCYT2 entspricht (NP_002852.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q99447
Proteingewicht	44 kDa
Versand	Eisbeutel