

Anti-Pd-1/Cd279 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q02242

Artikelnummer: CM0022636



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Maus-PD-1/CD279, einen inhibitorischen Immun-Checkpoint-Rezeptor, geeignet für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Ideal für die Erforschung der T-Zell-Toleranz und Tumormmunologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PD-1/CD279 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PD-1; Pdc1; Ly101; PD-1/CD279
Spezies	Maus
Gen-ID	18566 (Maus)
Immunogen	Rekombinantes Protein der Maus-PD-1/CD279
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q02242
Proteingewicht	32kDa
Versand	Eisbeutel