

## Anti-Pd-1/Cd279 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q15116

Artikelnummer: CM0018677



### Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes PD-1/CD279 (SWISS Q15116), validiert für WB, IF-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Immunonkologie-Forschung und die IVD-Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | PD-1/CD279 Kaninchen pAb                                                                                                     |
| Bemerkungen/Alias | PD1; PD-1; CD279; SLEB2; hPD-1; hPD-I; hSLE1; PD-1/CD279                                                                     |
| Spezies           | Human, Maus, Ratte                                                                                                           |
| Gen-ID            | 5133                                                                                                                         |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 205-259 von humanem PD-1/CD279 (NP_005009.2) entspricht. |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                    |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                       |
| Anwendung         | WB, IF-P, ELISA                                                                                                              |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                                                                           |
| SWISS             | Q15116                                                                                                                       |
| Proteingewicht    | 32kDa                                                                                                                        |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                    |