

Anti-Pd-L1/Cd274 Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q9Nzq7

Artikelnummer: CM0005952



Einführung

-konjugierter Kaninchen-Anti-Human-PD-L1/CD274 monoklonaler Antikörper, validiert für Durchflusszytometrie. Reagiert mit Human. Erforschen Sie den PD-L1/PD-1-Signalweg in der Immuncheckpoint-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-Anti-Human-PD-L1/CD274 mAk
Bemerkungen/Alias	B7-H; B7H1; PDL1; PD-L1; hPD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1
Spezies	Human
GeneID (human)	29126
GeneID	29126
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-290 von humanem PD-L1/CD274 (Q9NZQ7) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9NZQ7
Protein-Gewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel