

Anti-Pd-L1/Cd274 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nzq7

Artikelnummer: CM0002284



Einführung

Rekombinanter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes PD-L1/CD274 (Q9NZQ7), geeignet für Western Blot und ELISA. Unentbehrlich für die Forschung an Immuncheckpoint-Regulation, T-Zell-Modulation und Tumorigenescape-Mechanismen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PD-L1/CD274 Kaninchen mAb
Anmerkungen/Alias	B7-H; B7H1; PDL1; PD-L1; hPD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1; PD-L1/CD274
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	29126
GenID	29126
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-290 des humanen PD-L1/CD274 (Q9NZQ7) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9NZQ7
Proteingewicht	33 kDa
Versand	Eisbeutel