

Anti-Pd-L1/Cd274 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa, Inhibition - Q9Nzq7

Artikelnummer: CM0011158



Einführung

PD-L1/CD274 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper, erhoben gegen rekombinantes Protein, für WB, IF/ICC, ELISA und Inhibitionsassays. Spezifisch für humanes PD-L1, validiert für Forschung zu Immun-Checkpoints und Studien zur Krebstherapie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PD-L1/CD274 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	B7-H; B7H1; PDL1; PD-L1; hPD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	29126
Gen-ID	29126
Immunogen	Rekombinantes Protein des humanen PD-L1/CD274
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA, Inhibition
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9NZQ7
Proteingewicht	33 kDa
Versand	Eisbeutel