

Anti-Pd-L1/Cd274 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nzq7

Artikelnummer: CM0017539



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Anti-PD-L1/CD274-Kaninchen-Antikörper, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ein unverzichtbares Hilfsmittel zur Untersuchung von Immun-Checkpoints und der Tumorummunologie in diagnostischen und Forschungsanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PD-L1/CD274-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	B7-H; B7H1; PDL1; PD-L1; hPD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1; PD-L1/CD274
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	29126
GeneID	29126
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 19-238 des menschlichen PD-L1/CD274 (NP_054862.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NZQ7
Proteingewicht	33 kDa
Versand	Kühlakku