

Anti-Pd-L2/Cd273/B7-Dc Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Wul5

Artikelnummer: CM0022870



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, der gegen murines PD-L2 (CD273/B7-DC) gerichtet ist, geeignet für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Ratte. Nützlich für die Forschung zu immunologischer Toleranz und Checkpoint-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PD-L2/CD273/B7-DC Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	Btdc; B7-DC; PD-L2; F730015O22Rik; PD-L2/CD273/B7-DC
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	58205
GenID	58205
Immunogen	Rekombinantes Protein von murinem PD-L2/CD273/B7-DC.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9WUL5
Proteingewicht	28kDa
Versand	Eisbeutel