

Anti-Pdc Kaninchen-Polyclonalkörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P20941

Artikelnummer: CM0025072

Einführung

Anti-PDC Kaninchen-Polyclonalkörper zum Nachweis von Phosducin (28 kDa) bei WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus, Ratte. Validiert für Studien zur visuellen Phototransduktion und Photorezeptorstoffwechsel. Für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PDC Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PHD; MEKA; PhLP; PhLOP; PDC
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5132
Gen-ID	5132
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-246 des menschlichen PDC (NP_002588.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P20941
Proteingewicht	28 kDa
Versand	Eisbehälter