


Anti-Pdcd10 Polyklonales Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Bul8

Artikelnummer: CM0019634



Einführung

Kaninchen-polyklonales Antikörper gegen humanes PDCD10 (CCM3/TFAR15) für Western Blot, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Bestandteil von STRIPAK-Komplexen, beteiligt an Apoptose, Angiogenese und Zellmigration. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PDCD10 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	CCM3, TFAR15, PDCD10
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	11235
GenID	11235
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-212 des humanen PDCD10 (NP_009148.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BUL8
Proteingewicht	25kDa
Versand	Eisbeutel