


Anti-Pdcd4 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q53EI6

Artikelnummer: CM0009443



Einführung

PDCD4 Kaninchen mAb für WB, IHC-P, ELISA Anwendungen. Erkennt humanes, murines, ratten PDCD4 (52 kDa), einen Translationsinhibitor und Tumorsuppressor. Ideal für die Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PDCD4 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	H731; PDCD4
Spezies	Human
GeneID (human)	27250
GeneID	27250
Immunogen	Synthetisches Peptid - Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 370-469 von humanem PDCD4 (Q53EI6) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q53EI6
Proteingewicht	52kDa
Versand	Eistasche