


Anti-Pdcd4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q53EI6

Artikelnummer: CM0021069



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PDCD4, validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, murines und ratte PDCD4. Nützlich für Studien zu Apoptose, Translationsregulation und Tumorsuppression.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PDCD4 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	H731; PDCD4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	27250
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-260 von humanem PDCD4 (NP_055271.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q53EI6
Proteingewicht	52kDa
Versand	Eisbeutel