


Anti-Pdcd5-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O14737

Artikelnummer: CM0024919



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes PDCD5 (TFAR19). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA mit breiter Speziesreaktivität (Mensch, Maus, Ratte). Unterstützt Studien zu Apoptose und DNA-Schadensantwort.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PDCD5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TFAR19; PDCD5
Spezies	Mensch
GeneID (human)	9141
GeneID	9141
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-125 von humanem PDCD5 (NP_004699.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O14737
Proteingewicht	14kDa
Versand	Eisbeutel